


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Cdk2-T160 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P24941

Número de artículo: CM0001429



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo (pAb) Anti-Fosfo-CDK2-T160 validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta CDK2 humano, de ratón y de rata fosforilado en Thr-160. Ideal para la investigación del ciclo celular, daño en el ADN y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-CDK2-T160 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CDKN2; p33(CDK2); Fosfo-CDK2-T160
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1017
ID de Gen	1017
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de T160 de CDK2 humano (NP_001789.2/NP_001249.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24941
Peso Proteico	30 kDa/34 kDa
Envío	Bolsa de hielo