

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Cdk9 (T186) Para Wb, Elisa - P50750

Número de artículo: CM0000615



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Fosfo-CDK9 (T186) validado para WB y ELISA. Reacciona con CDK9 humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación de regulación de la transcripción y señalización de quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-CDK9-T186 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	TAK; C-2k; CTK1; CDC2L4; PITALRE; Fosfo-CDK9-T186
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1025
GeneID	1025
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de T186 de CDK9 humano (NP_001252.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50750
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo