

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Cfl1-Y139 Para Ihc-P, Elisa - P23528

Número de artículo: CM0001533



Introducción

El pAb de conejo Phospho-CFL1-Y139 de CamelBio detecta cofilina-1 fosforilada (Y139) en humanos, ratones y ratas para IHC-P y ELISA. Ideal para investigación de dinámica de actina y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Phospho-CFL1-Y139 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CFL; cofilina; HEL-S-15; Phospho-CFL1-Y139
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1072
GeneID	1072
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23528
Peso de la proteína	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo