


Anticuerpo Monoclonal Anti-Fosfo-Chk1 (S280) Para Wb, Elisa - O14757

Número de artículo: CM0001670



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para fosfo que detecta Chk1 humana fosforilada en la serina 280. Adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Diseñado para la investigación del punto de control del ciclo celular y la respuesta al daño del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-Chk1-S280 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CHK1; Fosfo-Chk1-S280
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1111
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado correspondiente a los residuos que rodean al S280 de Chk1 humana.
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O14757
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo