


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Chk1-S280 Para Wb, Elisa - O14757

Número de artículo: CM0001468



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Fosfo-Chk1-S280 validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta la Chk1 humana fosforilada en la serina 280. Adecuado para el estudio de la respuesta al daño del ADN, puntos de control del ciclo celular y biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Fosfo-Chk1-S280
Observaciones/Alias	CHK1; Fosfo-Chk1-S280
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1111
GeneID	1111
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O14757
Peso de la proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo