


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Chk1-S296 Para Wb, Elisa - O14757

Número de artículo: CM0000717



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra fosfo-Chk1-S296 (humano) para Western Blot y ELISA. Esencial para el estudio de la respuesta al daño en el ADN y las vías de señalización de puntos de control.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-Chk1-S296 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CHK1; Fosfo-Chk1-S296
Especie	Humano
GeneID (humano)	1111
GeneID	1111
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de la S296 de Chk1 humana (O14757).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O14757
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo