


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Chk1 (S317) Para Wb, Elisa - O14757

Número de artículo: CM0001461



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra fosfo-Chk1 (Ser317). Validado para WB y ELISA, permite la detección de Chk1 activado en muestras humanas para investigación de daño en el ADN y puntos de control del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Fosfo-Chk1-S317
Observaciones/Alias	CHK1; Fosfo-Chk1-S317
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1111
ID del Gen	1111
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S317 de Chk1 humano (NP_001265.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O14757
Peso Molecular de la Proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo