


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Phospho-Chk1-S345 Para Wb Y Elisa - O14757

Número de artículo: CM0000661



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico dirigido contra Chk1 humana en Ser-345. Validado para WB y ELISA, presenta reacción cruzada con humano, ratón y rata. Participa en las vías del punto de control por daño en el ADN y la detención del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Phospho-Chk1-S345 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CHK1; Phospho-Chk1-S345
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	1111
ID del gen	1111
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de S345 de Chk1 humana (NP_001265.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reacción cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14757
Peso de la proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo