

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Creb1-S133 Para Ihc-P, Elisa - P16220

Número de artículo: CM0001240



Introducción

Este anticuerpo fosfo-CREB1 (Ser133) detecta proteínas humanas, de ratón y de rata. Ideal para IHC-P y ELISA, es una herramienta valiosa para el estudio de la regulación de la transcripción, los ritmos circadianos y la investigación de transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-CREB1-S133 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CREB; CREB-1; Fosfo-CREB1-S133
Especie	Humano
GeneID	1385
Inmunógeno	Péptido sintético (Un péptido fosforilado sintético alrededor de Ser133 de CREB1 humano)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16220
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo