

Anti-Fosfo-Creb1-S133 Conejo Pab Para Wb, Ihc-P, Elisa - P16220

Número de artículo: CM0001169



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CREB1 fosforilado (Ser133). Validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad en humano, ratón y rata. Ideal para investigación en transcripción, ritmo circadiano y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-CREB1-S133 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CREB; CREB-1; Fosfo-CREB1-S133
Especie	Humano
GeneID (humano)	1385
GeneID	1385
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido fosforilado sintético alrededor de S133 del CREB1 humano (NP_604391.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16220
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo