

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Creb1 (Ser129) Para Wb, Elisa - P16220

Número de artículo: CM0000645



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo que se dirige a CREB1 fosforilado en Ser129. Validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para estudiar la transcripción mediada por cAMP y la regulación del ritmo circadiano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-CREB1-S129 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CREB; CREB-1; Fosfo-CREB1-S129
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1385
ID de Gen	1385
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de S129 de CREB1 humano (NP_604391.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16220
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo