


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Crk/Crkii (Tyr221) Para Wb, Elisa - P46108

Número de artículo: CM0001285



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para CRK fosforilado en Tyr221. Validado para WB y ELISA con reactividad en humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de vías de señalización de adhesión celular, migración e integrinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-CRK/CRKII-Y221, mAb de conejo
Observaciones/Alias	p38; CRKII; Fosfo-CRK/CRKII-Y221
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1398
GeneID	1398
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético fosforilado alrededor de Y221 de la proteína CRK/CRKII humana (P46108).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P46108
Peso de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo