


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Crk/Crkii (Y221) Para Wb Y Elisa - P46108

Número de artículo: CM0001788



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para la tirosina 221 fosforilada (Y221) de CRK/CRKII humana. Validado para WB y ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la señalización de adhesión y migración celular mediada por CRK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-CRK/CRKII-Y221 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	p38; CRKII; Fosfo-CRK/CRKII-Y221
Especie	Humano
GeneID	1398
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de Y221 de CRK/CRKII humana (NP_058431.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46108
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo