

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Crkl (Y207) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P46109

Número de artículo: CM0001679



Introducción

pAb de Conejo Fosfo-CRKL-Y207 validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Se utilizó un fosfopéptido sintético alrededor de Y207 de CRKL (P46109) como inmunógeno. Adecuado para estudiar la transducción de señales intracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-CRKL-Y207 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CRKL; Fosfo-CRKL-Y207
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1399
GeneID	1399
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de Y207 de CRKL humano (NP_005198.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46109
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo