


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Crmp2/Dpysl2-T514 Para Wb, Elisa - Q16555

Número de artículo: CM0000721



Introducción

Anticuerpo pAb de Conejo Fosfo-CRMP2/DPYSL2-T514 validado para WB, ELISA; se dirige a la T514 fosforilada de CRMP2 humano. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de desarrollo neuronal, guía axonal y señalización de semaforina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Fosfo-CRMP2/DPYSL2-T514
Observaciones/Alias	DRP2; N2A3; CRMP2; DRP-2; ULIP2; CRMP-2; DHPRP2; ULIP-2; Fosfo-CRMP2/DPYSL2-T514
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1808
GeneID	1808
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido fosforilado sintético alrededor de la T514 de CRMP2/DPYSL2 humano (NP_001377.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16555
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo