


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Citoqueratina 8 (Krt8)-S74 Para Wb Y Elisa - P05787

Número de artículo: CM0001639



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico detecta la Queratina 8 humana fosforilada en la Serina 74. Validado para WB y ELISA, adecuado para estudiar la dinámica de los filamentos intermedios y la integridad epitelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo Anti-Fosfo-Citoqueratina 8 (KRT8)-S74
Observaciones/Alias	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2; Fosfo-Citoqueratina 8 (KRT8)-S74
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3856
GeneID	3856
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de S74 de la Citoqueratina 8 humana (NP_002264.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P05787
Peso Proteico	54 kDa/56 kDa
Envío	Bolsa de hielo