

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Ddr1 (Y792) Para Wb, Elisa - Q08345

Número de artículo: CM0000869



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Fosfo-DDR1 (Y792) validado para WB y ELISA. Detecta la tirosina quinasa DDR1 humana, de ratón y de rata (101 kDa). Esencial para estudios de señalización por colágeno y migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-DDR1-Y792 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CAK, DDR, NEP, HGK2, PTK3, RTK6, TRKE, CD167, EDDR1, MCK10, NTRK4, PTK3A, Fosfo-DDR1-Y792
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	780
ID del gen	780
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de Y792 de DDR1 humana (NP_054699.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q08345
Peso de la proteína	101 kDa
Envío	Bolsa de hielo