

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Dnmt1 (S714) Para Wb, If/Icc, Elisa - P26358

Número de artículo: CM0000479



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo-DNMT1 (Ser714) validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Detecta DNMT1 humana fosforilada en Ser714. Adecuado para investigación de herencia epigenética, silenciamiento génico y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-DNMT1-S714 Conejo pAb
Observaciones/Alias	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsal; Fosfo-DNMT1-S714
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1786
ID de Gen	1786
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S714 de DNMT1 humana (NP_001370.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P26358
Peso Proteico	183kDa
Envío	Bolsa de hielo