


Anticuerpo Policlonal Anti-Fosfo-Drp1-S616 Para Wb Y Elisa - O00429

Número de artículo: CM0000719



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo Phospho-DRP1-S616 detecta específicamente la DNM1L humana fosforilada en Ser616. Validado para WB y ELISA, es adecuado para estudios de división mitocondrial, apoptosis y mecanismos de enfermedades. Rendimiento fiable para investigación y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-DRP1-S616 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV; Phospho-DRP1-S616
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10059
GeneID	10059
Inmunógeno	Péptido Sintético: Péptido fosforilado sintético alrededor de S616 de la DRP1 humana (NP_036192.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O00429
Peso Proteico	82 kDa
Envío	Bolsa de hielo