


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Egfr-S1070 Para Wb, Elisa - P00533

Número de artículo: CM0000642



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo Phospho-EGFR-S1070 detecta el EGFR humano fosforilado en la serina 1070. Adecuado para WB y ELISA, este anticuerpo se dirige a un sitio clave de fosforilación en la señalización de EGFR, ideal para investigación en cáncer y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Phospho-EGFR-S1070 Rabbit pAb
Notas/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-S1070
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1956
ID del Gen	1956
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido fosfoespecífico correspondiente a residuos alrededor de S1070 del EGFR humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso de la Proteína	134kDa
Envío	Bolsa de hielo