


Anticuerpo Policlonico Anti-Egfr Fosforilado (T669) Para Wb, Ip, Elisa - P00533

Número de artículo: CM0000451



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-EGFR fosforilado (T669), validado para Western blot, inmunoprecipitación y ELISA. Detecta específicamente el EGFR humano fosforilado en la treonina 669, permitiendo el estudio preciso de las cascadas de señalización de EGFR en investigación oncológica y de transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-EGFR-T669 Rabbit pAb
Notas / Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-T669
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1956
ID de Gen	1956
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético fosforilado alrededor de T669 del EGFR humano (NP_005219.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso Proteico	134kDa
Envío	Bolsa de hielo