


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Egfr-Y1068 Para Wb, Elisa - P00533

Número de artículo: CM0001967



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Fosfo-EGFR-Y1068 específico para EGFR fosforilado en tirosina 1068. Validado para WB, ELISA en muestras humanas. Peso molecular teórico 134 kDa. Ideal para investigación de transducción de señales y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-EGFR-Y1068 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Fosfo-EGFR-Y1068
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1956
ID de Gen	1956
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido específico de fosforilación correspondiente a los residuos circundantes a Y1068 del EGFR humano (P00533).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso Proteico	134kDa
Envío	Bolsa de hielo