

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Egfr-Y1173 Para Wb, Elisa - P00533

Número de artículo: CM0001089



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-Fosfo-EGFR-Y1173 validado para Western blot y ELISA. Detecta el EGFR humano fosforilado en la tirosina 1173, una tirosina quinasa receptor clave involucrada en la señalización celular y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-EGFR-Y1173 pAb de conejo
Notas/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Fosfo-EGFR-Y1173
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1956
GeneID	1956
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido fosfoespecífico correspondiente a residuos alrededor de Y1173 del EGFR humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso de la proteína	134 kDa
Envío	Bolsa de hielo