

Anticuerpo Monoclonal Anti-Fosfo-Egfr-Y845 Para Wb, If/Icc, Elisa - P00533

Número de artículo: CM0001238



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para EGFR fosforilado en tirosina 845. Validado para WB, IF/ICC y ELISA; ideal para investigar vías de señalización de EGFR en investigación oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Fosfo-EGFR-Y845
Observaciones/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1956
GeneID	1956
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y845 del EGFR humano (NP_005219.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso Molecular de la Proteína	134kDa
Envío	Bolsa de hielo