

Anticuerpo Monoclonal Anti-Fosfo-Eif2A-S51 Para Wb, Elisa - P05198

Número de artículo: CM0001487



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para la serina 51 fosforilada de la eIF2 α humana (EIF2S1). Validado para aplicaciones de WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigar la respuesta de estrés integrada y la regulación de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-eIF2 α -S51 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	EIF2; EIF-2; EIF2A; EIF-2A; EIF-2alpha; Phospho-eIF2 α -S51
Especie	Humana
GeneID	1965
Inmunógeno	Péptido Sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05198
Peso Proteico	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo