

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Eif2A (S51) Para Wb, Ip, Elisa - P05198

Número de artículo: CM0001600



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que detecta eIF2 α fosforilado endógeno (Ser51) en humano, ratón, rata. Validado para WB, IP, ELISA. Ideal para estudios de respuesta integrada al estrés y traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Fosfo-eIF2 α -S51
Observaciones/Alias	EIF2; EIF-2; EIF2A; EIF-2A; EIF-2alpha; Fosfo-eIF2 α -S51
Especies	Humano
GeneID (Humano)	1965
GeneID	1965
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de S51 de eIF2 α humano (NP_004085.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05198
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo