


Anticuerpo Policlonal Anti-Fosfo-Eif4B-S422 Para Wb, Elisa - P23588

Número de artículo: CM0000632



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosforilación contra EIF4B humana fosforilada en S422. Validado para Western blot y ELISA, reconoce únicamente a EIF4B humana, con un peso molecular predicho de 69 kDa. Ideal para estudios de iniciación de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-EIF4B-S422 pAb de conejo
Notas/Alias	EIF-4B; PRO1843; Fosfo-EIF4B-S422
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	1975
ID del Gen	1975
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de S422 de EIF4B humana (NP_001408.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	P23588
Peso Molecular de la Proteína	69kDa
Envío	Bolsa de hielo