

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Eif4E-S209 Para Wb, Elisa - P06730

Número de artículo: CM0001016



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para fosfo que se dirige a eIF4E (S209) para Western blot y ELISA. Reacciona cruzadamente con humano y rata; detecta el factor de iniciación de la traducción eucariota 4E de ~25 kDa, una proteína clave de unión a la capucha.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-eIF4E-S209 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1; Fosfo-eIF4E-S209
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1977
GeneID	1977
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido específico de fosfo correspondiente a los residuos que rodean a S209 del Fosfo-eIF4E-S209 humano (NP_001959.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P06730
Peso Proteico	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo