


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Eif4Ebp1-S65 Para Wb, Elisa - Q13541

Número de artículo: CM0000431



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Fosfo-eIF4EBP1-S65 validado para WB y ELISA. Detecta la 4E-BP1 humana fosforilada en Ser65, un objetivo clave de mTORC1. Ideal para estudios de regulación de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Anti-Fosfo-eIF4EBP1-S65
Observaciones/Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Fosfo-eIF4EBP1-S65
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1978
GeneID	1978
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de S65 de Fosfo-eIF4EBP1-S65 humano (NP_004086.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13541
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo