

Anticuerpo Policlonal Anti-Fosfo-Eif4Ebp1-T36 Para Wb, Elisa - Q13541

Número de artículo: CM0001342



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico contra eIF4EBP1 Thr36, validado para WB y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la regulación de la traducción y la señalización de mTOR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-eIF4EBP1-T36 Conejo pAb
Observaciones/Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Fosfo-eIF4EBP1-T36
Especies	Humano
GeneID (Humano)	1978
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de T36 de eIF4EBP1 humano (NP_004086.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13541
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo