

Anticuerpo Policlonal Anti-Fosfo-Eif4Ebp1-T70 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13541

Número de artículo: CM0000495



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo contra eIF4EBP1 (Thr70). Validado en WB, IHC-P, ELISA con reactividad humana, de ratón y de rata. Ideal para estudiar el inicio de la traducción, la señalización mTORC1 y las vías de la insulina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-eIF4EBP1-T70 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Fosfo-eIF4EBP1-T70
Especie	Humano
ID de Gen Humano	1978
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de T70 de Fosfo-eIF4EBP1-T70 humano (NP_004086.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13541
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo