


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Eif4Ebp1 (T70) Para Wb, Elisa - Q13541

Número de artículo: CM0001903



Introducción

Detección específica de eIF4EBP1 fosforilado en Thr70 con este anticuerpo monoclonal de conejo. Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con Humano y Ratón. Ideal para estudios de señalización mTOR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-eIF4EBP1-T70 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Fosfo-eIF4EBP1-T70
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1978
ID de Gen	1978
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de T70 de eIF4EBP1 humano (NP_004086.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13541
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo