

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Enos (S1177) Para Wb, Elisa - P29474

Número de artículo: CM0001962



Introducción

Específico para el residuo Ser1177 fosforilado de la eNOS humana, este anticuerpo monoclonal de conejo está validado para Western blot y ELISA, apoyando la investigación en función endotelial y enfermedad cardiovascular. SWISS P29474.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo Fosfo-eNOS-S1177
Observaciones/Alias	eNOS; ECNOS; Fosfo-eNOS-S1177
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4846
GeneID	4846
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido fosforilado sintético alrededor de S1177 de la eNOS humana (NP_000594.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P29474
Peso Molecular de la Proteína	133 kDa
Envío	Bolsa de hielo