


Anticuerpo Monoclonal Anti-Fosfo-ErbB3/Her3-Y1222 Para Wb Y Elisa - P21860

Número de artículo: CM0001760



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Fosfo-ErbB3/HER3-Y1222 validado para WB y ELISA, que reacciona con ErbB3 humano. Se dirige a la fosforilación en Y1222, ideal para la detección fosfoespecífica en estudios de señalización de HER3.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-Fosfo-ErbB3/HER3-Y1222
Observaciones/Alias	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; Fosfo-ErbB3/HER3-Y1222
Especie	Humano
GeneID (humano)	2065
GeneID	2065
Inmunógeno	Péptido Sintético - Péptido fosforilado sintético alrededor de Y1222 de ERBB3 humano (P21860).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P21860
Peso Proteico	148kDa
Envío	Bolsa de hielo