

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-ErbB3/Her3-Y1289 Para Wb, Elisa - P21860

Número de artículo: CM0001055



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfo-específico contra ErbB3 (HER3) Y1289, validado para WB y ELISA. Detecta ErbB3 humano fosforilado en la tirosina 1289, adecuado para el estudio de la señalización de receptores tirosina quinasa en investigación epitelial y oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-fosfo-ErbB3/HER3-Y1289
Observaciones/Alias	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; fosfo-ErbB3/HER3-Y1289
Especie	Humano
GenelD	2065
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de la Y1289 de ErbB3 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P21860
Peso de la proteína	148 kDa
Envío	Bolsa de hielo