


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-ErbB3/Her3-Y1328 Para Wb, If/Icc, Elisa - P21860

Número de artículo: CM0001355



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosforilación que reconoce ErbB3/HER3 fosforilado en Y1328, validado para WB, IF/ICC y ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para investigación en cáncer y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-ErbB3/HER3-Y1328 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; Phospho-ErbB3/HER3-Y1328
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2065
ID del gen	2065
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de Y1328 del ERBB3 humano (NP_001973.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21860
Peso de la proteína	148 kDa
Envío	Bolsa de hielo