


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-ErbB4/Her4-Y1284 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15303

Número de artículo: CM0001819



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfo-específico contra ErbB4/HER4 fosforilado en tirosina 1284. Validado para WB, IF/ICC y ELISA en muestras humanas; ideal para estudiar las vías de señalización mediadas por ErbB4.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Fosfo-ErbB4/HER4-Y1284
Observaciones/Alias	HER4; ALS19; p180erbB4
Especie	Humano
ID del Gen	2066
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de Y1284 de ErbB4/HER4 humano (NP_005226.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q15303
Peso Proteico	147 kDa
Envío	Bolsa de hielo