


Anti-Fosfo-Erk1-T202/Y204 + Erk2-T185/Y187 Conejo Pab Para Wb, If, Elisa - P28482 / P27361

Número de artículo: CM0001108



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Fosfo-ERK1 (T202/Y204) + ERK2 (T185/Y187) para WB, IF/ICC, ELISA. Reactividad humana, de ratón, de rata. Ideal para investigación de señalización MAPK/ERK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Anti-Fosfo-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MAPK1/MAPK3; Fosfo-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5594/5595
ID del Gen	5594/5595
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P28482/P27361
Peso Proteico	36kDa/41kDa/38kDa/40kDa/43kDa
Envío	Bolsa de hielo