


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Erk1-Y204 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P27361

Número de artículo: CM0001152



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para ERK1 fosforilada en Y204. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA en humano, ratón, rata. Ideal para la investigación de la señalización MAPK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-ERK1-Y204 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ERK1; ERT2; ERK-1; PRKM3; P44ERK1; P44MAPK; H544KDAP; HUMKER1A; p44-ERK1; p44-MAPK; Fosfo-ERK1-Y204
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5595
GeneID	5595
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P27361
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo