


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Esr α -S118 Para Wb, If/Icc, Elisa - P03372

Número de artículo: CM0000770



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo Fosfo-ESR α -S118 detecta el receptor de estrógeno alfa fosforilado (Ser118) en muestras humanas. Aplicaciones: WB, IF/ICC, ELISA. Peso molecular: 66 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-ESR α -S118 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ER; ESR; Era; ESRA; ESTRR; NR3A1; Fosfo-ESR α -S118
Especie	Humano
GeneID (humano)	2099
GeneID	2099
Inmunógeno	Péptido sintético (Péptido fosforilado sintético alrededor del S118 del receptor de estrógeno alfa humano (ESR1) (NP_000116.2).)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P03372
Peso de la proteína	66kDa
Envío	Bolsa de hielo