


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Fak-Y576/Y577 Para Wb, Elisa - Q05397

Número de artículo: CM0001390



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para fosfo que detecta FAK fosforilada en Y576 y Y577. Validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Esencial para la investigación sobre la señalización de adhesiones focales, la migración celular y la biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-FAK-Y576/Y577 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5747
ID de Gen	5747
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de Y576 y Y577 de FAK humana (NP_722560.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q05397
Peso Proteico	119kDa
Envío	Bolsa de hielo