


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Fosfo-Fak-Y925 Para Wb, Elisa - Q05397

Número de artículo: CM0001512



Introducción

pAb de conejo fosfo-específico dirigido a FAK (Y925). Validado para muestras humanas en WB y ELISA. Detecta la quinasa de adhesión focal 1 fosforilada en tirosina 925, esencial para la investigación de migración celular, adhesión y señalización por integrinas. SWISS: Q05397.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra Fosfo-FAK-Y925
Notas/Alias	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK; Phospho-FAK-Y925
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5747
ID del Gen	5747
Inmunógeno	Péptido sintético, un péptido sintético fosforilado alrededor de Y925 de FAK humana (NP_722560.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q05397
Peso de la Proteína	119kDa
Envío	Bolsa de hielo