

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Fgfr1 (Y653) Para Wb, Elisa - P11362

Número de artículo: CM0000613



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Fosfo-FGFR1 (Y653) validado para WB, ELISA en Humano, Ratón, Rata. Detecta FGFR1 fosforilado en la tirosina 653, una tirosina quinasa de receptor esencial para el desarrollo embrionario y la proliferación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-FGFR1-Y653 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CEK; FLG; HH2; OGD; ECCL; FLT2; KAL2; BFGFR; CD331; FGFBR; FLT-2; HBGFR; N-SAM; FGFR-1; HRTFDS; bFGF-R-1; Fosfo-FGFR1-Y653
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2260
GeneID	2260
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y653 de FGFR1 humano (NP_075598.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11362
Peso Proteico	92kDa
Envío	Bolsa de hielo