

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Fgfr1 (Y653/Y654) Para Wb, Elisa - P11362

Número de artículo: CM0001065



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para FGFR1 fosforilado (Tyr653/Tyr654). Verificado para Western blot y ELISA en muestras humanas y de ratón. Ideal para estudiar la señalización de FGFR en desarrollo y cáncer.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Anticuerpo pAb de Conejo Fosfo-FGFR1-Y653/Y654                                                                                 |
| Observaciones/Alias | CEK; FLG; HH2; OGD; ECCL; FLT2; KAL2; BFGFR; CD331; FGFR; FLT-2; HBGFR; N-SAM; FGFR-1; HRTFDS; bFGF-R-1; Fosfo-FGFR1-Y653/Y654 |
| Especie             | Humano                                                                                                                         |
| GeneID (Humano)     | 2260                                                                                                                           |
| GeneID              | 2260                                                                                                                           |
| Inmunógeno          | Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y653 y Y654 del Fosfo-FGFR1-Y653/Y654 humano (NP_075598.2).    |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                         |
| Categoría           | Anticuerpos Fosforilados                                                                                                       |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reactividad Cruzada | Ratón                                                                                                                          |
| SWISS               | P11362                                                                                                                         |
| Peso Proteico       | 92kDa                                                                                                                          |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                 |