


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Flt3-Y589/591 Para Wb, Elisa - P36888

Número de artículo: CM0001666



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo Fosfo-FLT3-Y589/591 detecta específicamente la fosforilación en Y589/591 del receptor de tirosina quinasa FLT3 humano. Adecuado para Western blot y ELISA, apoya la investigación sobre la señalización hematopoyética y la leucemia mieloide aguda.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-FLT3-Y589/591 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	FLK2; STK1; CD135; FLK-2; Fosfo-FLT3-Y589/591
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2322
ID de Gen	2322
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y589 y Y591 de FLT3 humano (NP_004110.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P36888
Peso Proteico	113kDa
Envío	Bolsa de hielo