

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Foxo1-T24/Foxo3A-T32/Foxo4-T28 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q12778 / O43524 / P98177

Número de artículo: CM0001794



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosforilación que reconoce FOXO1 (T24), FOXO3A (T32) y FOXO4 (T28). Ideal para el estudio de la señalización por insulina, apoptosis y regulación metabólica en muestras humanas, de ratón y rata mediante WB, IHC-P y ELISA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-FOXO1-T24/FOXO3A-T32/FOXO4-T28
Observaciones/Alias	FoxO1/FoxO3a/FoxO4; Phospho-FOXO1-T24/FOXO3A-T32/FOXO4-T28
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2308/2309/4303
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético fosforilado alrededor de T24 de FOXO1/FOXO3A/FOXO4 humano (FOXO1 NP_002006.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12778/O43524/P98177
Envío	Bolsa de hielo