

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Fyn-S21 Para Wb, Elisa - P06241

Número de artículo: CM0001023



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Fosfo-Fyn-S21 (humano, 61kDa) para WB y ELISA. Ideal para investigar los roles de la quinasa Fyn en la adhesión celular, la respuesta inmune y la señalización neural.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo Fosfo-Fyn-S21
Observaciones/Alias	SLK; SYN; p59-FYN; Fosfo-Fyn-S21
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2534
ID del Gen	2534
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S21 de Fosfo-Fyn-S21 humano (NP_002028.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P06241
Peso Molecular de la Proteína	61kDa
Envío	Bolsa de hielo