


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Gab1 (Y307) Para Wb, Elisa - Q13480

Número de artículo: CM0000762



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Y307 fosforilada de la GAB1 humana, apto para WB y ELISA. Detecta la GAB1 de ratón (peso molecular predicho de 77 kDa). Ideal para el estudio de la señalización de EGFR, receptor de insulina y MET/HGF.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-GAB1-Y307 Rabbit pAb
Notas/Alias	DFNB26; Phospho-GAB1-Y307
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2549
ID del Gen	2549
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de Y307 de la GAB1 humana (NP_002030.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reacción Cruzada	Ratón
SWISS	Q13480
Peso Molecular de la Proteína	77kDa
Envío	Bolsa de hielo