


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Gcn2 (T899) Para Wb, Elisa - Q9P2K8

Número de artículo: CM0001994



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Fosfo-GCN2-T899 validado para Western blot y ELISA. Detecta GCN2 humano fosforilado en treonina 899. Ideal para la investigación de la respuesta integrada al estrés y la privación de aminoácidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-GCN2-T899 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GCN2; PVOD2; Fosfo-GCN2-T899
Especie	Humano
GeneID (humano)	440275
GeneID	440275
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de T899 de Fosfo-GCN2-T899 humano.
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9P2K8
Peso Proteico	187kDa
Envío	Bolsa de hielo