


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-GluR1/Gria1-S849 Para Wb Y Elisa - P42261

Número de artículo: CM0001138



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la Ser849 fosforilada de GluR1/GRIA1 humano. Adecuado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Una herramienta esencial para el estudio de la señalización de receptores de glutamato en neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo fosfo-GluR1/GRIA1-S849
Observaciones/Alias	GLUH1; GLUR1; GLURA; GluA1; HBGR1; MRD67; MRT76; Fosfo-GluR1/GRIA1-S849
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2890
ID del gen	2890
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido específico de fosfo correspondiente a residuos alrededor de S849 de GluR1/GRIA1 humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42261
Peso de la proteína	102kDa
Envío	Bolsa de hielo